



## 金黄色葡萄球菌快速鉴定培养基平板使用说明书

**【货号】**

PBE010

**【用途】**

用于金黄色葡萄球菌的选择性分离、鉴定和计数。

**【规格】**

10 皿/包×2 包

**【用法】**

待检样品按照相应的标准（GB、SN、ISO、FDA 等）制备样品稀释液，定量检测时选取 2~3 个适宜的稀释度，各取 0.1mL 涂布接种该培养基平板；定性检测时将选择性增菌培养物划线接种该培养基平板， $36\pm 1^{\circ}\text{C}$  培养 18~24h 观察结果。

**【pH 值】**

$6.9\pm 0.2$  ( $25^{\circ}\text{C}$ )

**【典型菌落外观】**

菌属	菌落外观
金黄色葡萄球菌	紫红色、红色或粉红色菌落，滴加盐酸后菌落周围产生透明圈
其他菌	蓝色、无色、淡黄色菌落或抑制不生长

**【说明】**

- 如呈现紫红色、红色或粉红色菌落，则需在可疑菌上滴加 1mol/L 盐酸，立即观察是否有透明圈；
- 其余颜色的菌落不需要后续试验。

**【保存】**

- $2-8^{\circ}\text{C}$  避光保存

